

LUZEREN®

Vaso de precipitado de vidrio 400ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001005
Modelo	1101-400
Capacidad	400ml
Graduación	40ml
Rango graduado	80-400ml
Diámetro	80mm (Aprox)
Altura	110mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.