

# LUZEREN®

## Vaso de precipitado de vidrio 50ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001006
Modelo	1101-50
Capacidad	50ml
Graduación	10ml
Rango graduado	10-50ml
Diámetro	43mm (Aprox)
Altura	60mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.