

# LUZEREN®

## Vaso de precipitado de vidrio 600ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001008
Modelo	1101-600
Capacidad	600ml
Graduación	50ml
Rango graduado	100-600ml
Diámetro	90mm (Aprox)
Altura	130mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.