


LUZEREN®

Matraz de ebullición 2000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001010
Capacidad	2000ml
Altura	300mm
Diámetro del balón	175mm
Diámetro del cuello	40mm
Diámetro base	85mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz de ebullición de fondo plano con cuello largo y estrecho, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Instrumento para procesos de ebullición, mezclado y calentamiento uniforme de sustancias, entre otros usos. Su base plana brinda estabilidad para su colocación en aparatos de agitación. Material básico de laboratorio para escuelas, institutos y universidades.