

# LUZEREN®

## Matraz Erlenmeyer de vidrio 1000ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001013
Capacidad	1000ml
Graduación	100ml
Rango graduado	400-1000ml
Ø Interno boca	35mm (Aprox.)
Diámetro base	90mm (Aprox.)
Altura	220mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.