

# LUZEREN®

## Matraz Erlenmeyer de vidrio 50ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001017
Capacidad	50ml
Graduación	10ml
Rango graduado	20-50ml
Ø Interno boca	22mm (Aprox)
Diámetro base	40mm (Aprox)
Altura	90mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.