

# LUZEREN®

## Matraz Erlenmeyer de vidrio 5000ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001019
Capacidad	5000ml
Graduación	500ml
Rango graduado	2000-5000ml
Ø Interno boca	55mm (Aprox.)
Diámetro base	170mm (Aprox.)
Altura	380mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.