

# LUZEREN®

## Condensador de rosario (Allihn) 300mm



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001028</b>
Largo de chaqueta	300mm
Diámetro de chaqueta	34mm
Largo total	480mm
Material	Vidrio Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Condensador de rosario (Allihn) de vidrio Boro 3.3 Útil para condensación de vapores, núcleo con 5 bulbos y conexión para tubos con oliva de vidrio. Muy buena resistencia química, alta resistencia térmica y mínima dilatación térmica.