

LUZEREN®

Matraz de filtración Kitazato 1000ml



Descripción:

Matraz de filtración Kitazato, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Gran aplicación en laboratorios de química y biología para experimentos con agua, como destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío, entre otros. Posee una oliva lateral para conexión a manguera. Material básico de laboratorio de gran utilidad para la enseñanza y la practica profesional.

Especificaciones:

| Catálogo | PRO1001061 |
|---------------------|------------|
| Capacidad | 1000ml |
| Altura | 230mm |
| Diámetro de la base | 130mm |
| Diámetro del cuello | 40mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Color | Claro |