

LUZEREN®

Embudo de separación c/llave vidrio 125ml



Descripción:

Embudo de separación con llave de vidrio, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001071
Capacidad	125ml
Diámetro de pera	67mm
Largo total	270mm
Diámetro del vástago	7mm
Diámetro interno del cuello	19mm
Junta esmerilada	19/26
Color	Claro