

LUZEREN®

Probeta graduada de vidrio 2000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001079
Modelo	1601-2000
Capacidad	2000ml
Graduación	20.0ml
Tolerancia	+/-20ml
Medidas (Dia*H)	90*510mm
Color	Claro

Descripción:

Probeta graduada de vidrio borosilicato Boro 3.3, clase A, graduación en color azul, con pico en la punta y base circular. Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex).