

LUZEREN®

Matraz volumétrico de vidrio 10ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001084
Capacidad	10ml
Diámetro base	20mm (Aprox.)
Altura	90mm (Aprox.)
Tolerancia	+/-0.02
Temperatura de calibracion	Ajuste por contenido In 20°C
Boca esmerilada	10/19
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno. Serigrafía en color azul. Empleado para medir un volumen y preparar mezclas o soluciones de concentración exacta en los laboratorios de química, biología, medicina, etc.