

# LUZEREN®

## Matraz volumétrico de vidrio 1000ml



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001086</b>
Capacidad	1000ml
Diámetro base	80mm (Aprox.)
Altura	315mm (Aprox.)
Tolerancia	+/-0.25
Temperatura de calibración	Ajuste por contenido In 20°C
Boca esmerilada	24/29
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno. Serigrafía en color azul. Empleado para medir un volumen y preparar mezclas o soluciones de concentración exacta en los laboratorios de química, biología, medicina, etc.