

LUZEREN®

Aparato de extracción soxhlet 250ml



Descripción:

Aparato de extracción soxhlet de vidrio borosilicato 3.3 con juntas esmeriladas. Matraz Florencia con fondo plano, tubo extractor con junta inferior y superior, condensador de serpentín. La extracción de soxhlet es especialmente útil en el aislamiento de productos naturales existentes en tejidos de animales o plantas con un contenido de agua elevado y para lixiviar compuestos orgánicos de sales inorgánicas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001101
Matraz Florência (Capacidad)	250ml
Junta (Tamaño)	24/29
Tubo extractor (L*D)	300mm*35mm
Junta inferior (tamaño)	24/29
Junta superior (tamaño)	40/38
Condensador de serpentín (longitud)	300 mm
Junta (tamaño)	40/38
Peso	500g