


LUZEREN®

Salinómetro portátil 0-100% (ATC)



Descripción:

Salinómetro análogo portátil, función de compensación automática de temperatura (ATC) que permite al usuario concentrarse en las mediciones y no preocuparse por la temperatura. Ideal para mediciones en soluciones salinas, salmueras, agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001106
Modelo	VSA1T
Rango	0 – 100%, 1.000-1.070
División	1%, 0.005
Temperatura de Referencia	20°C (compensación)
Rango de compensación	0 a 30°C
Peso	200g
Medidas totales (Dia*L)	38*195mm

Incluye pipeta de transferencia, paño suave, desarmador, envase P.P. para solución y estuche rígido.