

# LUZEREN®

## Microcentrífuga Personal 10,000RPM



### Descripción:

Microcentrífuga personal, velocidad fija, diseñada para microfiltración, tubos de centrifugado y sedimentación. Es compacta y con elegante diseño en su cubierta de acrílico transparente. Rotor de 8 plazas compatible para tubos de 1.5/2.0, Rotor para 4 tiras de 8\*0.2ml y Rotor para microtubos de 6 tubos 1.5ml + 6\*0.5ml y 16 de 0.2ml. Patas de goma tipo ventosa.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001113</b>
Velocidad Fija Máxima	10,000RPM +/-3%
RCF	5610 X G
Motor	DC24V
Potencia	25W
Aceleración y frenado	≤3s
Dimensiones(L*W*H)	158*172*123mm
Peso	1 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz