

Bio Lion

Micro Centrifuga personal 10,000RPM 2 Rotores



Descripción:

Micro centrifuga personal, velocidad fija, diseñada para microfiltración, tubos de centrifugado y sedimentación. Es compacta y con elegante diseño en su cubierta de acrílico transparente. Rotor de 6 plazas compatible para tubos de 1.5, 0.5 y 1.2ml. Rotor para 2 tiras de 8*0.2ml. Patas de goma tipo ventosa.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002688
Velocidad fija	10,000 RPM
RCF	5000 xg
Precisión (velocidad)	+/- 50 RPM
Medidas totales (L*W*H)	170*150*130mm
Potencia	25W
Peso	1 Kg.
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz