



Centrifuga Clínica Digital de 12PI



Descripción:

Centrifuga clínica digital controlada por microprocesador, velocidad variable (7 velocidades programadas). Compacta y silenciosa, rotor de ángulo fijo para 12 tubos de 15-20 ml. Pantalla LED, reloj con función de memoria para última configuración programada. Empaque de caucho y mirilla en la tapa. Ventosas de goma en la base para una mayor estabilidad. Ideal para aplicaciones médicas, científicas, clínicas e industriales; comúnmente utilizada para separación de sangre y otras células, centrifugado de orina, PRP, PRF y lavado de células.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001126
Rango de velocidad	1000-4000 RPM
Reloj	1-60 Min
Fuerza centrífuga máxima	1700 x g
Consumo	90W
Ruido	<60dB
Medidas	300*300*260mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz