



Centrifuga Clínica Digital de 24pl



Descripción:

Centrifuga clínica con control digital programable. Fabricada con estructura metálica, motor de inducción magnética libre de carbones. Rotor angular con porta tubos metálicos. Tiene patas de alta succión para darle mayor estabilidad. Sistema de seguridad en puerta. Gran aplicación para realizar análisis clínicos, bioquímicos e inmunológicos en los diferentes laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001127
Capacidad	24 tubos de 15 ml. (13X100mm)
Rango de velocidad	0 - 4000 rpm (RCF: 3470 x g)
Tipo de rotor	Angular
Reloj	0 - 99 min.
Medidas totales (L*W*H)	330*420*275mm
Peso	15 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz, 5 Amp.