

# LUZEREN®

## Disolutor de Tabletas de 3 Plazas



### Descripción:

Disolutor de tabletas de 3 plazas. Control digital con microprocesador y pantalla LCD, autodiagnóstico y alarma automática. Canastilla y propela de acero inoxidable, el baño hace circulación del agua con bomba magnética para tener la temperatura homogénea.

### Especificaciones:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Catalogo</b>                     | <b>PRO1001132</b>       |
| Rango de Velocidad                  | 20~200rpm               |
| Precisión (velocidad)               | ±2rpm                   |
| Rango de temperatura                | De Ambiente A +45.0°C   |
| Precisión (temperatura)             | ±0.3°C                  |
| Reloj                               | 5 – 900min              |
| Precisión (Reloj)                   | ±0.5min                 |
| Tiempo continuo                     | >24h                    |
| Amplitud del Balanceo de la Paleta  | ±0.5mm                  |
| Amplitud del Balanceo de la Canasta | ±1.0mm                  |
| Consumo                             | 600W                    |
| Peso                                | 30Kg.                   |
| Dimensiones (W*D*H)                 | 510*300*480mm           |
| Medidas Totales (W*D*H)             | 780*420*560mm           |
| Alimentación eléctrica              | AC110/220V±10%, 50/60Hz |