

LUZEREN®

Desintegrador de Solidos de 3 Plazas



Descripción:

Desintegrador de solidos de 3 plazas, control digital con microprocesador y pantalla LCD, hace autodiagnóstico y auto alarma. Cada vaso puede trabajar de forma independiente, el baño hace circulación del agua con bomba magnética para tener la temperatura homogénea. Base y propela de Acero Inoxidable.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001133
Rango de Velocidad	30~32rpm
Altura de elevación de la cesta	55±1mm
Rango de temperatura	De Ambiente A +50°C
Precisión (temperatura)	±0.3°C
Reloj	1 – 900min
Precisión (Reloj)	±0.5min
Tiempo continuo	>24h
Espaciado Mínimo	25±2mm
Tamaño de malla	Estándar 2mm
Consumo	600W
Peso	23Kg.
Dimensiones (W*D*H)	540*320*440mm
Medidas Totales (W*D*H)	660*410*530mm
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz