

LUZEREN®

Parrilla de calentamiento con placa SS



Descripción:

Parrilla de calentamiento con placa rectangular de acero inoxidable, control digital y pantalla de LED. Es un equipo ideal para el calentamiento de muestras de forma controlada y precisa. Adecuado para la enseñanza, protección al medio ambiente, saneamiento, aplicaciones medicas y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001169
Temperatura máxima	300°C
Medidas de placa	200*300mm
Peso	8Kg
Medidas totales (L*W*H)	420*210*140mm
Consumo eléctrico	1000W
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

* Incluye sonda para medición de temperatura de la muestra.