

LUZEREN®

Incubadora para uso general 35L



Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador para mayor precisión y estabilidad sobre la temperatura. convección mecánica. Puerta con ventana de cristal templado, pantalla digital, reloj electrónico, alarma. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exterior de acero con terminado en pintura electrostática. Adecuada para institutos de investigación científica, departamentos de biología, agricultura, la enseñanza y demás laboratorios multidisciplinarios. Aplicaciones diversas como almacenamiento de bacterias, cultivo de microorganismos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001177 W
Capacidad	35L
Rango de temperatura	35 A 60°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ ± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	1.5°C (a 37°C)
Reloj	1-9999 Minutos
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	340*320*320mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	620*490*490mm
Consumo Eléctrico	100W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz