

LUZEREN®

Horno para vacío 31 litros



Descripción:

Horno de secado por vacío, control de temperatura digital con microprocesador, control análogo para vacío. Puerta con ventana de vidrio templado de doble capa. Empaque de silicón para garantizar un alto grado de vacío en la cámara, interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Es un equipo ideal para uso general en laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001187
Capacidad	31.70 lts / 1.12 cuft
Rango de temperatura	35 A 250°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ ±1°C
Vacío	133Pa
Parrillas	1 Pieza
Medidas interiores (W*D*H)	320*320*300mm
Medidas exteriores (W*D*H)	620*470*480mm
Peso	45 Kg
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz