

# LUZEREN®

## Cromatógrafo de gases



### Descripción:

Cromatógrafo de gases con detector FID. Equipo analítico de alta tecnología para una amplia gama de aplicaciones. Interruptor térmico de seguridad. Control digital con microprocesador programable en 5 rampas. Control independiente de 4 vías: Para horno de columna, inyector, detector y conductor térmico.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001198
Rango de temperatura	de 37 A 400°C
Precisión en la temperatura	+/-0.1°C
Volumen para columna (L*W*H)	300*280*270mm
Reloj	0 – 655min
Medidas totales (L*W*H)	620*480*460mm
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz

Incluye software para manejo de datos, una columna y juego de trampas y conexiones.  
No incluye gases ni manómetros.

