

# LUZEREN®

## Contador de células digital



### Descripción:

Contador digital de células con 10 teclas cada tecla cuenta con dos dígitos de LED. Diseño compacto y moderno con carcasa de plástico de alta resistencia. Teclado electrónico de membrana con sonido en cada tecla. El proceso se detiene automáticamente al llegar a 100 conteos. Tiene tecla para calculo de porcentaje(%). Cuenta con 4 gomas en la base para sujeción a la mesa.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001213</b>
Capacidad de conteo	0 ~ 100
Peso	600g.
Dimensiones (W*D*H)	220*166*78mm
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz