

LUZEREN®

Refractómetro digital portátil 58-92% Brix / ATC



Descripción:

Refractómetro digital portátil utilizado para medir concentración de azúcar expresada en grados Brix, fabricado con plástico de alta resistencia y pantalla LCD. Compensación de temperatura automática (ATC), opera con 2 baterías tamaño "AAA".

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001303
Modelo	WZB 92
Rango	58 – 92% Brix
División	0.1
Precisión	+/-0.2
Índice de refracción	1.4370 – 1.5233
División	0.0001
Precisión	+/-0.0003
Temperatura de operación AMB	0-40°C
Peso	200g
Medidas (L*W*H)	135*65*40mm
Alimentación eléctrica	2*AAA, 1.5V

Incluye 2 pipetas de transferencia, paño suave, destornillador, baterías y estuche rígido.