

LUZEREN®

Microcentrífuga digital 16,000RPM



Descripción:

Microcentrífuga digital silenciosa y de gran diseño, pantalla de LED, controlada por microprocesador operación simple, segura y confiable. Cerradura electrónica. Adecuada para experimentos y análisis en el campo de la biología, medicina, agricultura, y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001318
Velocidad máxima	16000 RPM
Capacidad del rotor	(0.5ml*12 & 1.5ml*12) o 5ml*8
Fuerza centrífuga máxima (RCF)	17000 x g
Peso	12 Kg
Ruido	<60dB
Medidas (L*W*H)	230*285*265mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz