

LUZEREN®

Agitador vibratorio de tamices



Descripción:

Agitador vibratorio de tamices, reloj, vibración de tipo vertical generada por electromagnetismo controlado con 3 modos a elegir: Suave, intermitente y continuo (libre de componentes rotativos). Controles análogos, Muy eficiente y adecuado para el análisis de partículas. Gran aplicación en farmacéutica, metalurgia, alimentos, cosméticos, granos, etc. Tamices NO INCLUIDOS.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001331
Frecuencia de vibración	3000 veces/min, 6000 veces /min
Amplitud de oscilación	0-3mm ajuste continuo
Peso	20Kg.
Reloj	3-6 min
Medidas (W*D*H)	610*390*400mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz