

LUZEREN®

Tintometro



Descripción:

Tintometro, equipo para determinación de color de acuerdo con la escala LOVIBOND. Diseño compacto y novedoso, de fácil operación. Útil para mediciones de color en una extensa gama de productos, incluidos los aceites, grasas, alimentos, líquidos, coloides, sólidos, polvos, etc. Ampliamente aplicado a plásticos, textiles, alimentos, mermeladas, resinas, especias, caucho, etc. La medición de la transmisión es adecuada para materiales líquidos y transparentes No ferrosos y la medición de reflexión es adecuada para materiales No transparentes.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001334
Modelo	WSL-2
Rango	Rojo: RO.1-R79.9 Unidad Lovibond Amarillo: YO.1-Y79.9 Unidad Lovibond Azul: BO.1-N3.9 Unidad Lovibond Neutral: NO.1-N3.9 Unidad Lovibond
Lectura mínima	0.1 Unidad Lovibond
Reflectividad	>80%
Recinto	10mm 25.4mm 133.4mm
Peso	10Kg.
Medidas (W*D*H)	530*440*330mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz