

LUZEREN®

Refractómetro Abbe digital



Descripción:

Refractómetro digital de mesa tipo Abbe, con salida para recirculación de agua, aplicable para muestras que requieren temperatura constante. Equipo de gran aplicación para muestras sólidas o líquidas, translúcidas o transparentes, la medición es en índice de refracción nD, en porcentaje de dispersión nF-nC y masa fraccional (Brix) en soluciones de azúcar de caña. De uso en la industria del petróleo, aceites, farmacéutica, pinturas, alimentos, refinación de azúcar, centros de investigación científica y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001339
Modelo	WYA-2S
Rango	1.3000 – 1.7000nD
Precisión	±0.0002nD
Resolución	0.0001nD
Rango de sólidos totales	0-95% Brix con precisión de ±0.05%
Rango de temperatura	0-50°C
Compensación automática de temperatura (ATC)	15-45°C
Grado de protección	IP20
Peso	10 Kg
Medidas exteriores	330*180*380mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz