

LUZEREN®

Polarímetro automático



Descripción:

Polarímetro automático con pantalla de LCD, control con microprocesador y pruebas fotoeléctricas, teclado de membrana, hace mediciones de rotación específica, rotación óptica y grados de azúcar, repetición automática de 6 valores y obtiene el promedio. Tiene salida RS232.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001340
Rango de operación	De -45° a $+45^{\circ}$, $-120 Z$ a $+120 Z$
Lectura mínima de	0.001°
Precisión	0.01°
Valor de medición	0.05%
Repetibilidad	$<0.003^{\circ}Z$
Transmitancia mínima	10%
Iluminación	Lampara de sodio (589.44nm)
Peso	32 Kg
Medidas totales	730*450*370mm
Alimentación eléctrica	115V 50/60Hz

Incluye juego de tubos de medición de 100 y 200mm.