

LUZEREN®

Microscopio estéreo binocular



Descripción:

Microscopio estereoscópico binocular. Con tubos oculares de campo amplio. Platina con vidrio opaco y 2 pinzas. Por su alta resolución tiene gran versatilidad de aplicación como la industria electrónica, ensamble e inspección, medición en instrumentos de precisión, la enseñanza, centros de investigación y desarrollo, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001359
Oculares de campo amplio	WF 10X/23mm
Cabezal	Rotatorio 360° con inclinación a 45°
Distancia de trabajo	95mm
Ajuste interpupilar	55 - 75mm
Aumento (Zoom)	1:4
Objetivos	10 A 40X
Ajuste dióptrico	Ocular izquierdo +/-5dp
Iluminación con intensidad variable	Incidente y transmitida de halógeno 12V/10W
Peso	6 Kg
Medidas totales	365*290*460mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz