

LUZEREN®

Cámara digital 10mpx



Descripción:

Cámara digital para microscopio, con ocular de 10X incorporado que permite previsualizar imágenes digitales a color directamente desde su microscopio a su computadora a través del puerto USB, sensor CMOS y adaptador metálico para cualquier tubo ocular estándar (23mm) compatible con Windows 7.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001375
Resolución	3488 * 2616 : 10.0 Mpx
Puerto	USB 2.0
Peso	250g
Medidas totales	150*130*75mm

incluye software para manejo de imágenes, cable USB, portaobjetos micrométrico y adaptador metálico