

LUZEREN®

Centrifuga universal compacta con rotor colgante



Descripción:

Centrifuga universal compacta, ligera y silenciosa con pantalla LCD, control digital con microprocesador. Estructura metálica sólida con tina de acero inoxidable. Motor libre de carbones de larga durabilidad. Detección y paro automático por desbalance o incremento de velocidad máxima. Programable, autodiagnóstico de errores, seguro electrónico de tapa. Botón de emergencia para desbloqueo mecánico del seguro. Adecuada para laboratorios de química, biología, medicina. Ideal para separación de sangre, plasma y orina.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001391
Velocidad máxima	4000 RPM
Precisión	±20RPM
Reloj	0-99 Min
Fuerza centrífuga máxima	2950 x g
Nivel máximo de ruido	≤55dBA
Peso	28 Kg
Medidas (W*D*H)	528*370*280mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye rotor colgante con 4 canastillas para 16 tubos de 15ml y 4 canastillas para tubos de 50 ml.