

LUZEREN®

Campana de flujo laminar vertical



Descripción:

Campana de flujo laminar vertical, área de trabajo en acero inoxidable 304. Ventana frontal motorizada de cristal templado de 5mm y protección UV. Laterales fijos de cristal templado. Filtro HEPA, control digital, motor extractor, bajo nivel de ruido, iluminación y lampara UV para esterilización. contacto doble de 110V. Mantiene un entorno seguro brindando protección al producto. Equipo ampliamente utilizado en laboratorios de investigación científica, medica, industria manufacturera y demás laboratorios multidisciplinarios.


CONTACTO ELECTRICO



LLAVE PARA GAS



LAMPARA DE UV



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001415
Velocidad de flujo de aire	0.3~0.5m/s
Filtro HEPA	99.95% @0.3µm
Ruido	≤60dB
Lampara fluorescente	28W
Lampara UV	30W
Motor	1/4Hp
Medidas interiores (L*W*H)	1200*650*610mm
Medidas exteriores (L*W*H)	1310*750*2000mm
Peso	225 Kg.
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye: Base tubular armable y llave para gas