

LUZEREN®

Baño maría digital 18L



Descripción:

Baño maría con control digital, tina de acero inoxidable tipo 304, cuenta con 4 huecos para anillos concéntricos. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001433
Capacidad (litros)	18L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Medidas interiores (W*D*H)	300*300*110mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	450*345*195mm
Consumo eléctrico	1000W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye 4 tapas y 16 anillos concéntricos de acero inoxidable