

# LUZEREN®

## Matraz de filtración Kitazato 250ml



### Descripción:

Matraz de filtración Kitazato, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Gran aplicación en laboratorios de química y biología para experimentos con agua, como destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío, entre otros. Posee una oliva lateral para conexión a manguera. Material básico de laboratorio de gran utilidad para la enseñanza y la practica profesional.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001450
Capacidad	250ml
Altura	140mm
Diámetro de la base	80mm
Diámetro del cuello	30mm
Material	Boro 3.3
Color	Claro