

LUZEREN®

Microscopio Biológico Digital LCD 7"



Descripción:

Microscopio digital biológico con objetivos acromáticos, platina con pinzas de sujeción. Condensador de 0.65NA con disco de diafragma. Iluminación de LED. Cámara digital de 1600*1200 pixeles, pantalla TFT, LCD de 7" a colores, puerto micro SD. Gran aplicación en departamentos de investigación científica, prevención epidemiológica, biología, citología, química y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001460
Objetivos acromáticos	4X, 10X, 40X
Platina mecánica	90*90mm con pinzas
Condensador	0.65 NA con disco de diafragma
Enfoques	Ajuste grueso y fino
Iluminación ajustable	Lampara Incandescente 20W. Y lampara auxiliar
Resolución de monitor	640*480
Almacenaje de imágenes	Tarjeta microSD (4GB)
Peso	3.5 Kg
Medidas totales empaque	390*325*355mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Incluye convertidor de corriente 5V DC, 1A