

LUZEREN®

Aparato para punto de fusión



Descripción:

Aparato para medición de punto de fusión. Pantalla de LCD retroiluminada. Es aplicable a materias primas, colorantes, orgánicos cristalinos para determinar su pureza. El método de medición es acorde con la farmacopea. Se hacen 3 pruebas al mismo tiempo y se calcula el promedio automáticamente.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001463
Rango de medición	40 – 280°C
Lectura mínima	0.1°C
Calentamiento lineal	0.5, 1.0, 1.5, 3.0°C/min
Precisión	< 200°C : ±0.5°C; ≥200°C : ±0.8°C
Repetibilidad (Desviación estándar)	± 0.3°C
Peso	15 Kg
Medidas (W*D*H)	270*310*400mm
Medidas totales (W*D*H)	400*400*540mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60Hz