

# LUZEREN®

## Molino de cuchillas para laboratorio



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001483</b>
Potencia del motor	370W
Velocidad del motor	10,000 RPM
Flujo de	150g/min.
Molienda	>98%
Peso	25 Kg
Medidas totales (L*W*H)	440*310*550mm
Alimentación Eléctrica	220V , 50Hz

Incluye 2 mallas para diferente grado de trituración:  
Gruesa (1mm) y Fina (0.5mm)

### Descripción:

Molino de cuchillas para laboratorio, es de gran aplicación para la preparación de muestras agrícolas, sin que estas pierdan su contenido de proteínas y grasas, tales como granos y semillas. Ampliamente utilizado en diferentes laboratorios para moler químicos y medicamentos. Las muestras deben estar secas para obtener los mejores resultados.