

# LUZEREN®

## Parrilla Análoga con Agitación 170\*170mm



### Descripción:

Parrilla agitadora de control análogo con placa de aluminio anodizado, control independiente de velocidad y temperatura. Silenciosa y robusta. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001501</b>
Volúmen Máximo	3L
Medidas de placa	170*170 mm
Longitud de varilla	25.4cm
Temperatura Max.	350°C +/-10%
Velocidad de agitación	100 – 1600 RPM
Peso	2.7 Kg
Medidas (D*W*H)	250*170*120mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Incluye varilla ajustable y magneto