



Baño de ultrasonido 800ml



Descripción:

Baño de ultrasonido sin calentamiento, control con microprocesador, pantalla de LED, reloj electrónico, fabricado totalmente en acero inoxidable SUS304, base con topes de goma para mayor adherencia y estabilidad. Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios multidisciplinarios, odontología, universidades, incluso algunas aplicaciones de la industria alimenticia y la electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001509
Capacidad (litros)	800ml
Frecuencia ultrasónica	42kHz
Reloj	0 – 30min
Peso	900g
Medidas del tanque (L*W*H)	150*85*65mm
Medidas unidad (L*W*H)	178*110*130mm
Potencia del ultrasonido	35W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

Incluye tapa de acero inoxidable, canastilla, rack porta relojes, cable de alimentación e instructivo.