



Baño de ultrasonido 1200ml



Descripción:

Baño de ultrasonido sin calentamiento, fabricado con exteriores de ABS y tanque de acero inoxidable (SUS 304), control digital con pantalla táctil, reloj electrónico de 5 etapas. Adecuado para joyerías, ópticas, relojerías, talleres de reparación general y de electrónica, hospitales, clínicas dentales, laboratorios multidisciplinarios, la oficina y el hogar, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001512
Capacidad (litros)	1200ml
Frecuencia ultrasónica	42kHz
Reloj	0 – 30min
Peso	1.5Kg
Medidas del tanque (L*W*H)	168*126*64mm
Medidas unidad (L*W*H)	230*200*160mm
Potencia del ultrasonido	35W (débil) /70W (fuerte)
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

Incluye tapa transparente, canastilla, rack porta relojes, cable de alimentación e instructivo.