

# LUZEREN®

## Parrilla Análoga con Agitación



### Descripción:

Parrilla agitadora de control análogo con placa de aluminio anodizado, control independiente de velocidad y temperatura. Silenciosa y robusta. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc..

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001514
Volúmen Máximo	1000 ml
Medidas de placa	120*120 mm
Longitud de varilla	10"
Temperatura	25 - 380°C
Velocidad de agitación	100 – 1600 RPM
Peso	2 Kg
Medidas (D*W*H)	200*120*90mm
Consumo eléctrico	180W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla ajustable y magneto