

LUZEREN®

Microscopio binocular biológico



Descripción:

Microscopio binocular biológico con inclinación y cabezal giratorio. Con 4 objetivos acromáticos, enfoque micro y macrométrico. Platina mecánica de doble capa, con mandos coaxiales X/Y, condensador centrable ABBE con diafragma en iris e iluminación halógena ajustable.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001545
Oculares de campo amplio	WF 10X
Cabezal	inclinación a 30°, ROTATORIO 360°
Distancia interpupilar	55 - 75mm
Objetivos	4X (N.A. 0.10), 10X (N.A. 0.25), 40X (N.A. 0.65)S, 100X (N.A. 1.25, retráctil) S (aceite)
Platina (medidas)	Medidas: 120*125mm
Condensador	1.25 Abbe N.A.
Iluminación	Halógeno 6V/20W
Peso	4.5Kg
Medidas totales	330*220*430mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Incluye filtro azul, funda de plástico, aceite de inmersión y llave hexagonal.