


LUZEREN®

Caja de vidrio para tinción con rack 60pl



Descripción:

Caja de vidrio para tinción con rack de acero inoxidable para 60 laminillas estándar. Gran utilidad para la tinción de geles y membranas de electroforesis o eliminación del tinte. Mantienen y bloquean portaobjetos en su sitio. Gracias a su fabricación resistente a la temperatura puede soportar períodos de incubación largos y por ser transparentes facilitan la visibilidad del proceso.

Especificaciones:

Catálogo	PRO1001554
Capacidad (Rack)	60 Laminillas (75*25mm.)
Volúmen	750ml
Peso	1600g
Medidas interiores (W*D*H)	150*80*85mm
Medidas exteriores (W*D*H)	160*90*95mm