


# LUZEREN®

## Baño maría digital 10L



### Descripción:

Baño maría con control digital, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable tipo 304. Con cubierta de acero inoxidable y 4 huecos para anillo-tapa. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

### Especificaciones:

catalogo	PRO1001616
Capacidad (litros)	10L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Precision	+/-1°C
Uniformidad	+/-1°C
Peso	5kg
Medidas interiores (W*D*H)	300*300*120mm
Medidas exteriores (W*D*H)	340*310*225mm
Consumo eléctrico	1000W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye rejilla de SS, 4 juegos de anillo-tapa concéntricos.