

LUZEREN®

Baño Circulador 20L LCD



Tina y Resistencia



Sensor de Nivel de Agua



Descripción:

Baño circulador de 20 litros, control con pantalla LCD, tapa integrada con cristal visor. Reloj. Alarma audible para bajo nivel de agua y control por procesador PID. Tina de acero inoxidable tipo 304, exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química.

Aplicación en destilación, secado, concentración, calentamiento termostático, etc.

Ampliamente utilizado en medicina, industria, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001686
Capacidad (litros)	20L
Rango de temperatura	AMB +5 a 100°C +/-0.2°C
Bomba (Desplazamiento)	5L/min
Reloj	1min – 24hr
Peso	16kg
Medidas interiores (L*W*H)	300*500*150mm
Medidas Empaque (L*W*H)	480*750*440mm
Consumo	1550W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz