

# LUZEREN®

## Baño Circulador 10L LCD



Tina y Resistencia



Sensor de Nivel de Agua



### Descripción:

Baño circulador de 10 litros, control con pantalla LCD, tapa integrada con cristal visor. Reloj. Alarma audible para bajo nivel de agua y control por procesador PID. Tina de acero inoxidable tipo 304, exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química.

Aplicación en destilación, secado, concentración, calentamiento termostático, etc.

Ampliamente utilizado en medicina, industria, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001687
Capacidad (litros)	10L
Rango de temperatura	AMB +5 a 100°C +/-0.2°C
Bomba (Desplazamiento)	5L/min
Reloj	1min – 24hr
Peso	13.5kg
Medidas interiores (L*W*H)	300*300*150mm
Medidas Empaque (L*W*H)	480*560*440mm
Consumo	1050W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz